



GUGA
EQUIPOS Y SERVICIOS



Braquiterapia

Mesa de arco en C 810

Ideal para procedimientos de
implantación de iones guiados por imágenes



Características

- Patas de base ampliamente posicionadas para un acceso óptimo del cirujano al paciente
- El pedal y el tablero motorizado permiten el uso de manos libres. ajuste durante los procedimientos
- Posicionamiento de mesa motorizado de cinco ejes: XY, arriba/abajo, Trendelenburg y balanceo lateral
- Posicionamiento Fowler: exclusivo de la industria, de 0° a 80°
- Capacidad para pacientes de 500 lb
- La extensión radiotransparente agrega versatilidad para cirugía general, dolor y uso ortopédico.
- Actuadores de motor eléctrico de precisión: sin aceite ni hidráulica
- Base de perfil bajo: para un movimiento sin restricciones del arco en C
- Rieles para accesorios
- Alimentación por CA y batería: estándar



La postura con piernas anchas, el controlador de pie compacto y la mesa motorizada permiten un acceso óptimo.

Descripción

La mesa de arco en C para braquiterapia 810 cuenta con una extensión radiotransparente que permite realizar tratamientos de braquiterapia que involucran la parte superior del cuerpo y aplicaciones generales con arco en C. El tablero está en voladizo para acomodar arcos en C portátiles o suspendidos del techo, y la posición más amplia de las patas delanteras ofrece un acceso óptimo al paciente. El accionamiento motorizado de los movimientos de altura, XY, balanceo lateral y Trendelenburg del tablero, con funciones preprogramadas, garantiza un posicionamiento rápido y seguro durante cualquier fase del procedimiento.

El tablero se adapta fácilmente a pacientes bariátricos, mientras que el área radiotransparente permite una visualización fluoroscópica completa. Este diseño funcional permite un posicionamiento sin obstrucciones del arco en C, minimizando la exposición del personal clínico a la radiación.

Control simplificado

La función de nivelación devuelve la mesa a una inclinación y un balanceo lateral de 0°, nivelándola rápidamente. Los controladores portátiles, tanto de mano como de pie, también ajustan la mesa.

Más ajustes y funciones

El respaldo de la mesa se ajusta con un mecanismo de bloqueo/desbloqueo con manija táctil a un ángulo de 80° con topes incrementales a 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70° y 80°.

La mesa incluye una extensión ligera para transferencia de pacientes sin imágenes y una extensión radiotransparente. Un riel para accesorios de quirófano estándar, ubicado a los pies de la mesa, facilita y agiliza el posicionamiento del escalón. Puede elegir entre muletas o estribos para rodillas, reposabrazos estándar o con abrazaderas para riel; configúrelo según sus necesidades.



GUGA
EQUIPOS Y SERVICIOS



Biodex | Mesa de arco en C para braquiterapia 810



La extensión radiotransparente convierte la mesa de braquiterapia en una mesa de arco en C de uso general.

Presupuesto

• Dimensiones:

En general: 84,5" de largo x 25,5" de ancho (214,6 x 64,8 cm) con rieles para accesorios de quirófano

Tablero: 53" de largo x 21" de ancho (134,6 x 53,3 cm); 84" de largo (213,4 cm) con extensión

Extensión liviana (solo para transferencia de pacientes, no para imágenes): 26,5" de largo x 21" de ancho (67,3 x 53,3 cm)

Extensión radiotransparente: 31" de largo x 25,5" de ancho (78,7 x 64,8 cm) con rieles para accesorios de quirófano

Área radiotransparente: 54" de largo x 17,5" de ancho (137,2 x 44,5 cm)

- Material de la mesa: Tres secciones de Fiberesin, cada una con colchón individual de 2"

- Colchón: Individual, sin costuras, de 5 cm de grosor, uno para cada sección.

• Mociones:

Movimiento Y de la mesa (de lado a lado): 10" (25,4 cm)

Mesa X Motion (de pies a cabeza): 51 cm (20")

Trendelenburg: 0° a 20°

Trendelenburg inverso: 0° a 20°

Balanceo lateral: 0° a 20°

Altura ajustable: 34" a 43,5" (86,4 a 110,5 cm)

Posicionamiento Fowler: Se ajusta de 0° a 80° con bloqueo/desbloqueo de manija táctil

• Opcional:

Bandeja receptora de imágenes de rayos X: Bandeja extraíble para casetes receptores de imágenes de 35,5 x 43,2 cm con máscara para casetes de 25,4 x 30,5 cm. La bandeja se puede extraer desde cualquier lado de la mesa.

Rejilla de rayos X: Rejilla de rayos X extraíble, 103 líneas, relación 8:1

- Sujeciones del paciente: Dos correas para el cuerpo, dos correas para los tobillos

- Acabado: Pintura en polvo

- Capacidad de pacientes:

- En posición urológica: 500 lb (227 kg)

- En uso con extensión radiotransparente: 400 lb (181,4 kg)



Su diseño compacto y de rodamiento suave hace que la mesa de braquiterapia sea ideal para usar en salas de columpio.

- Peso del envío: 903 lb (409,6 kg)

- Controles:

Control manual y control de pie: activa todos los movimientos

- Rieles para accesorios: Rieles para accesorios estándar OR, 1,125" x 0,375" (2,86 x 0,95 cm)

- Alimentación: 115 VCA o 230 VCA y batería. Batería

Se carga automáticamente cuando se enchufa la mesa. Se puede cargar una batería adicional con un cargador de pared opcional.

- Garantía: Tres años en piezas y mano de obra.

- Certificaciones: ANSI/AAMI ES60601-1:2005 +C1 (2009) +A1 (2012) +A2 (2010); CAN/CSA C22.2 N.º: 60601-1:14; CAN/CSA-C22.2 N.º 60601-2-46:12; IEC 60601-1-2-46:2016.

Información para pedidos

058-810 Mesa de braquiterapia - 810, 115

058-815 VCA Mesa de braquiterapia - 810, 230 VCA

Opcional

058-962 US Estribos, 350, con abrazadera de riel de correa Sec-LOK (par)

058-966 EU Estribos, 350, con abrazadera de riel de correa Sec-LOK (par)

058-963 Muletas de rodilla Goepel con abrazaderas de riel redondas (par)

058-967 Muletas de rodilla Goepel con abrazaderas de riel redondas (par)

058-964 Tablero de brazo US con abrazaderas de riel (par)

058-968 EU Tablero de brazo con abrazaderas de riel (par)

058-865 Tablero de brazo, estándar (par)

056-463 Cuadrícula, rayos X

058-866 Bandeja para casetes, 11" x 14"

056-850 Portasueros, montado en riel

056-862 Unidad de carga de batería y pared, 115 VCA

056-863 Unidad de carga de batería y pared, 230 VCA

056-802 Falda de fuelle, plástico desechable, 250/rollo

046-275 Dispensador, rollo protector desechable para faldón de fuelle

056-802 Montaje en pared